

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ BEAUND EYE REJUV

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте BEAUND Eye Rejuv при наличии следующих состояний.

Кардиостимулятор и имплантированные электронные устройства

Использование устройства запрещено людям, у которых установлен:

- кардиостимулятор;
- другое имплантированное электронное медицинское устройство.

EMS использует электрическую стимуляцию, поэтому применение аппарата при наличии подобных устройств противопоказано.

Нарушения сердечно-сосудистой системы

Не используйте аппарат при:

- сердечной аритмии;
- заболеваниях сердца;
- гипертонии;
- атеросклерозе;
- цереброваскулярных нарушениях.

При наличии подобных диагнозов производитель относит пользователя к группе, которой Eye Rejuv использовать нельзя.

Заболевания нервной системы и нарушение чувствительности

Применение противопоказано при:

- повреждении чувствительных нервов;
- состояниях, при которых снижена способность нормально ощущать воздействие;
- невозможности адекватно воспринимать температуру;
- деменции.

Это особенно важно для EMS-устройства: пользователь должен чётко чувствовать интенсивность воздействия и своевременно заметить чрезмерную стимуляцию.

Сахарный диабет

Производитель отдельно включает диабет в перечень состояний, при которых Eye Rejuv использовать нельзя. Причина в том, что при диабете может изменяться чувствительность тканей и реакция кожи на внешнее воздействие.

Беременность и грудное вскармливание

Не используйте Eye Rejuv:

- во время беременности;
- в период грудного вскармливания.

Применение возможно только спустя не менее 3 месяцев, после завершения грудного вскармливания и после консультации со специалистом.

Возраст до 15 лет

Аппарат не предназначен для детей и подростков младше 15 лет. Устройство разработано с учётом особенностей взрослой кожи и мышц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ ГЛАЗ

Глаукома

При глаукоме использовать BEAUND Eye Rejuv нельзя.

Отслойка сетчатки

Аппарат противопоказан при диагностированной отслойке сетчатки.

Выраженная близорукость

При сильной миопии от -6,0 диоптрий и выше производитель рекомендует перед применением обязательно проконсультироваться с офтальмологом. Это не указано как безусловный запрет, но самостоятельное использование без консультации специалиста не рекомендуется.

Контактные линзы

Перед процедурой контактные линзы необходимо снять. Их использование во время сеанса может усиливать сухость и дискомфорт в глазах.

Очки

Очки во время процедуры также снимают, поскольку Eye Rejuv является носимым устройством и должен правильно располагаться на лице.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КРАСНЫМ LED-СВЕТОМ

Не используйте устройство, если:

- кожа чувствительна к солнечному или искусственному свету;
- имеется заболевание, связанное с фоточувствительностью;
- принимаются лекарственные препараты, вызывающие или усиливающие фоточувствительность;
- имеется индивидуальная чувствительность или аллергическая реакция на красный LED-свет.

При любом из этих состояний производитель прямо рекомендует отказаться от использования Eye Rejuv.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ КОЖИ

Атопический дерматит

Не применяйте устройство на фоне атопического дерматита, особенно при активном воспалении, раздражении или нарушении кожного барьера.

Псориаз

Псориаз указан производителем среди состояний, при которых аппарат использовать нельзя.

Акне и воспалительные процессы

Не используйте Eye Rejuv при:

- активном акне;
- воспалении кожи;
- выраженном раздражении;
- других воспалительных состояниях кожи в области воздействия.

Если проблема локальная, не следует располагать EMS-контакты непосредственно на воспалённом участке.

Повреждённая кожа

Аппарат нельзя использовать:

- на ранах;
- на нарушенной или травмированной коже;
- на очень слабой и чрезмерно чувствительной коже.

Процедуру следует отложить до полного восстановления кожи.

Очень чувствительная кожа

Чувствительность сама по себе не всегда означает полный запрет, если нет заболевания или активного раздражения. В FAQ BEAUND рекомендует таким пользователям:

- начинать с минимальной интенсивности;
- сократить продолжительность первых процедур;
- начать с 2–3 сеансов в неделю;
- увеличивать частоту только при хорошей переносимости.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ

Не используйте Eye Rejuv при наличии металлических имплантов.

Если в зоне лица ранее проводились операции или имеются имплантированные конструкции, а их совместимость с EMS вам неизвестна, безопаснее предварительно согласовать применение с врачом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ

Перед первым применением:

1. Убедитесь, что на коже вокруг глаз нет ран, воспаления, выраженного раздражения или активного дерматологического заболевания.
2. Снимите контактные линзы и очки.
3. Нанесите небольшое количество увлажняющего крема для глаз или другого совместимого уходового средства: достаточное увлажнение делает EMS-воздействие более комфортным.
4. Начните только с минимального уровня EMS.
5. Повышайте интенсивность постепенно, ориентируясь на собственные ощущения.
6. Не стремитесь сразу использовать максимальный уровень.
7. Не превышайте рекомендованное время одного сеанса.
8. При чувствительной коже начните с 2–3 процедур в неделю, а не с ежедневного использования.

Лёгкое покалывание при EMS допустимо: оно связано с сокращением и расслаблением мышц. При неприятных ощущениях интенсивность необходимо уменьшить.

КОГДА НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРОЦЕДУРУ

Сразу выключите устройство, если во время процедуры или после неё появились:

- выраженный зуд;
- сильное или нарастающее покраснение;
- отёк;
- сыпь;
- боль;
- выраженное жжение;
- необычный или сильный дискомфорт;
- любая другая ненормальная реакция кожи или глаз.

При сохранении симптомов производитель рекомендует обратиться к специалисту.

Лёгкая EMS-стимуляция или умеренное покалывание могут быть нормальными. Но боль, сильное жжение, выраженный отёк или стойкое раздражение нормальной реакцией не являются.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЕ

Не используйте устройство дольше рекомендованного времени.

Автоматический цикл составляет **15 минут**.

Не следует пытаться усилить результат:

- увеличением продолжительности процедуры;
- несколькими последовательными сеансами;

- использованием чрезмерной интенсивности EMS.

Для чувствительной кожи частоту лучше увеличивать постепенно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

BEAUND Eye Rejuv не является водонепроницаемым.

Поэтому:

- не мойте устройство под струёй воды;
- не погружайте аппарат в воду;
- не допускайте попадания воды внутрь корпуса;
- после процедуры аккуратно очистите контактные поверхности;
- перед хранением полностью высушите устройство.

ВАЖНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

BEAUND Eye Rejuv — косметический домашний beauty-девайс. Он предназначен для ухода за внешним видом зоны вокруг глаз и не должен использоваться для диагностики или лечения заболеваний глаз, сердечно-сосудистой системы, кожи или других медицинских состояний.

Особенно важно предварительно проконсультироваться с врачом, если у вас есть:

- заболевания глаз;
- выраженная близорукость;
- хронические сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет или нарушение чувствительности;
- металлические или электронные импланты;
- дерматологическое заболевание в области глаз;
- фоточувствительность или приём фотосенсибилизирующих лекарств.

Перед первым применением обязательно прочитайте инструкцию.